

Hess



...klein aber oho...





Wir haben sie!

Die perfekte Kinderliege, hier sind nicht Sie als Arzt im Mittelpunkt sondern der Fokus liegt bei der farbigen HESS Behandlungsliege piccolo.
Extra für die Kleinen konzipiert.

H06-104 HESS Behandlungsliege piccolo

2-teilige Liegefläche, elektrisch höhenverstellbar von 46cm - 101cm
mittels rundumlaufenden verchromten Fussbügel inkl. Sicherheits Sperrbox
stufenlos hoch- und tiefstellbares Kopfteil mittels Gasdruckfeder (+ 75 ° / - 18 °)
Doppellenkrollen, unabhängig von der Liegeflächenposition zentral blockierbar
(mittels leichtgängigem Fusspedal)

Gestell: pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

Liegefläche: 185 x 65 cm

Polster: 4 cm dick, hochwertige, latexfreie Schaumstofffüllung

Polsterbezug: strapazierfähiges Kunstleder Stamskin TOP

Polsterfarbe:

Kopfteil: 07476 narzissgelb

Liegeteil: 07478 zinnoberrot

Maximale Tragkraft 200kg (optional 250kg)

Inkl. Zubehör:

1 x H06-506 Seitenschienenpaar 1100x30x10 mm verchromt

1 x H06-528 Seitengitterpaar (li/re) aus Aluminium, ovale Form

Grösse 80 x 25 cm, in 3 Positionen arretierbar

pulverbeschichtet

1 x RAL 6010 grasgrün

1 x RAL 2003 pastellorange

Bestellen Sie noch heute mit dem Aktions-Code HESSpicc2015

Kostenlose Lieferung (Parterre)
Änderungen vorbehalten - 7/2015

HESS Medizintechnik AG / Grabenstrasse 14 / Industrie West / CH-8865 Bilten
T +41 (0)55 619 20 80 / F +41 (0)55 619 20 81 / info@hess-med.ch / www.hess-med.ch